

INSTRUMENTE / MANUELLE AUFBEREITUNG

# DESCO CLEANER



INSTRUMENTENREINIGER

1 / 3

Gründliche und schnelle Reinigung  
Für den Einsatz im Ultraschallbad geeignet  
Enthält biologisch abbaubare Tenside



INSTRUMENTE / MANUELLE AUFBEREITUNG

## DESCO CLEANER



### PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 3

**DESCO CLEANER** ist ein alkalischer Pulverreiniger für Instrumente zur gründlichen Schnellreinigung in medizinischen Bereichen und Laboren. Bei hoher Schmutzbelastung mit Eiweiß- und Blutresten sorgt **DESCO CLEANER** für eine effiziente und einfache Reinigung der chirurgischen Instrumente und Medizinprodukte.

### ANWENDUNGEN UND HINWEISE

#### Anwendungsgebiete

Zweckbestimmung gem. EU-Medizinprodukteverordnung: Reiniger für Instrumente und Medizinprodukte.

#### Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. Geeignet für alkalistabile dental-/medizinische und chirurgische Instrumente, sowie Laborutensilien.

Gebrauchslösung in der gewünschten Konzentration durch Verdünnung mit geeignetem Wasser (max. 40 °C) gemäß nationaler Richtlinien herstellen. Zu reinigendes Material sofort nach Gebrauch im geöffneten Zustand in die Gebrauchslösung einlegen und 10-20 min. einwirken lassen. Sämtliche zu reinigenden Flächen und Hohlräume müssen vollständig benetzt sein. Bei hartnäckiger Verschmutzung die Dosis und/oder die Einwirkzeit erhöhen. Bei Bedarf mechanisch reinigen, z. B. abbürsten. Die Instrumente sind nach der Reinigung aus der Lösung zu entnehmen, gründlich mit geeignetem Wasser abzuspülen und weiter aufzubereiten. DESCO CLEANER eignet sich auch für den Einsatz in Ultraschallgeräten.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

#### Anwendungshinweise

Gebrauchslösung durch Verdünnung mit geeignetem Wasser (max. 40 °C) gemäß nationaler Richtlinien herstellen. Bei Reinigung im Ultraschallbad: Die Beschallungszeit gemäß der Herstellerangabe sowie Temperaturen von 40 °C nicht überschreiten. Die Gebrauchslösung ist bei sichtbarer Verschmutzung sofort, spätestens jedoch arbeitstäglich zu wechseln. DESCO CLEANER darf nicht mit anderen Prozesschemikalien gemischt werden.

#### Dosierung

Normale Verschmutzung: 1/2 Messlöffel auf 3 Liter Wasser (0,5 %)

Stärkere Verschmutzung: 1 Messlöffel auf 3 Liter Wasser (1 %)

Reinigungszeit: 10 - 20 min.; Im Ultraschallbad: 5 - 10 min.

#### Zusammensetzung

Phosphate > 30 %, nichtionische Tenside 5 - 15 %.

Die im Produkt enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar gem. EU-Detergenzienverordnung.

#### Materialverträglichkeit

Die Anwendung von DESCO CLEANER wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polycarbonat (PC).

Bei Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyethylenterephthalat (PET), Polysulfon (PSU), Chloropren (CR/SBR) und Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM) können oberflächliche Veränderungen auftreten, ohne Einfluss auf die Funktionalität.

#### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Staub nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

#### Vor Gebrauch Etikett lesen.

INSTRUMENTE / MANUELLE AUFBEREITUNG

# DESCO CLEANER



## GEBINDE

3 / 3

| Produkt       | Gebinde | VE | Inhalt | Art. Nr.   |
|---------------|---------|----|--------|------------|
| DESCO CLEANER | Dose    | 6  | 1 kg   | 00-115-010 |
|               | Eimer   | 1  | 5 kg   | 00-115-050 |

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.



## ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.