

INSTRUMENTE / MANUELLE AUFBEREITUNG

MANUSHIELD CLEANER



REINIGER FÜR INSTRUMENTE UND MEDIZINPRODUKTE

1 / 3

pH 8,0 und materialschonend
gute Reinigungskraft und einfach integrierbar
parfümfrei



INSTRUMENTE / MANUELLE AUFBEREITUNG

MANUSHIELD CLEANER



PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 3

MANUSHIELD CLEANER ist ein Konzentrat zur gründlichen Reinigung von flexiblen und starren Endoskopen sowie chirurgischen und dental-/medizinischen Instrumenten. Aufgrund der milden und dadurch materialschonenden Formulierung ist **MANUSHIELD CLEANER** auch zur Reinigung von flexiblen Endoskopen geeignet. Die parfümfreie Formulierung basiert auf Tensiden, lässt sich sparsam dosieren und

kann im Ultraschallbad eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Kompatibilität zu den folgenden Desinfektionsmitteln gegeben: PERFEKTAN ENZYME, PERFEKTAN NEU, PERFEKTAN ENDO, PERFEKTAN TB, PERFEKTAN ACTIVE und DESCOTON EXTRA. Dadurch ist eine Integration des **MANUSHIELD CLEANER** in Aufbereitungsprozesse unkompliziert.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

Reiniger für Instrumente und Medizinprodukte.

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. Gebrauchslösung durch Verdünnung mit geeignetem Wasser (max. 40 °C) gemäß nationaler Richtlinien herstellen. **MANUSHIELD CLEANER** darf nicht mit anderen Prozesschemikalien gemischt werden. Reinigung im Tauchbad: Instrumente im geöffneten Zustand und Endoskope, ggf. nach vorheriger Grobreinigung, in die Gebrauchslösung einlegen. Flächen und Hohlräume müssen von der Lösung vollständig benetzt sein. Wenn nötig die Luft aus den Lumen vollständig entweichen lassen und die Instrumente bei Bedarf mechanisch reinigen, z. B. abbürsten. Endoskopkanäle mechanisch reinigen. Nach der Reinigung die Instrumente gründlich mit geeignetem Wasser abspülen und weiter aufbereiten. Auch zur Anwendung im Ultraschallbad geeignet.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Bei Reinigung im Ultraschallbad: Die Beschallungszeit gemäß der Herstellerangabe sowie Temperaturen von 40 °C nicht überschreiten. Bei allen Wasserhärten einsetzbar. Die **MANUSHIELD CLEANER** Gebrauchslösung bei sichtbarer Verschmutzung sofort, spätestens jedoch arbeitstäglich wechseln.

Dosierung

Anwendungsempfehlung zur Reinigung von Endoskopen sowie medizinischen und chirurgischen Instrumenten: 0,5 % (5 ml/L) bei einer Einwirkzeit von 5 Minuten. Je nach Verschmutzungsgrad 0,25 % (2,5 ml/L) bis 5 % (50 ml/L) genutzt und Einwirkzeit anpassen.

Zusammensetzung

5 - 15 % nichtionische Tenside, Konservierungsmittel: Didecylmethylpoly(oxyethyl) ammoniumpropionat.

Materialverträglichkeit

Bei folgenden Materialien kann es zu oberflächlichen Veränderungen kommen, daher bitte an einer unauffälligen Stelle testen: Polycarbonat (PC), Ethylen-Propylen-Dienmonomer (EPDM), Neopren (CR).

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

INSTRUMENTE / MANUELLE AUFBEREITUNG

MANUSHIELD CLEANER



GEBINDE

3 / 3

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.
MANUSHIELD CLEANER	Flasche	6	2 L	00-104-020-02
	Kanister	3	5 L	00-104-050-01

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.



ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:
<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001,
verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.