

MANUELLE REINIGUNG

ORANGE SOLVENT



REINIGER FÜR DIE FLÄCHENREINIGUNG VON MEDIZINPRODUKTEN

1 / 3

Mit natürlichem Orangenöl

Mit besonderer Reinigungskraft

Entfernt mühelos klebrige Rückstände und Markierungen



MANUELLE REINIGUNG

ORANGE SOLVENT



PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 3

ORANGE SOLVENT ist eine gebrauchsfertige Reinigungslösung zur gründlichen Entfernung von hartnäckigen Rückständen auf medizinischen Instrumenten

und Inventar. Auch zur Entfernung von Kleberesten, Permanentmarkern, sowie Streifen auf Fußböden. Sparsam in der Anwendung.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

Reiniger für die Flächenreinigung von Medizinprodukten.

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. ORANGE SOLVENT auf ein Wischtuch oder Einwegtuch geben und die zu behandelnden Flächen einreiben.

Bei Anwendung an Medizinprodukten, müssen diese anschließend in einem validierten Prozess gemäß nationaler Vorgaben vollständig aufbereitet werden. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise:

ORANGE SOLVENT darf nicht mit anderen Prozesschemikalien gemischt werden. Leichtes Ablösen von lästigen Aufklebern und alten Etiketten nach kurzer Einwirkzeit und leichte Entfernung der Klebereste.

- Für die weitgehende Entfernung von Jodflecken und anderen Farbsignalflecken.
- Zum Entfernen von lästigen Streifen und Striemen auf PVC- und Linoleum-Böden wie sie z.B. von Bettenrollen verursacht werden.

Zusammensetzung

Citrus Sinensis Schalenextrakt, Limonene, Decyl Oleat.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyoxymethylen (POM).

Nicht mit Einwegplastikbechern und Einweghandschuhen aus Latex verwenden.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

MANUELLE REINIGUNG

ORANGE SOLVENT



GEBINDE

3 / 3

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.
ORANGE SOLVENT	Flasche	9	250 mL	00-805-0025
	Flasche	6	500 mL	00-805-005

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.



ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001,
verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.