

INSTRUMENTE / MANUELLE AUFBEREITUNG

PERFEKTAN®
ACTIVE



PROTECT

INSTRUMENTENDESINFEKTION FÜR INVASIVE MEDIZINPRODUKTE

1 / 5

Sehr gute Materialverträglichkeit*
Schnelle Desinfektion durch oxidatives Wirksystem
Für flexible Endoskope geeignet



*getestet für gängige Metalle, Elastomere und Thermoplaste bei Medizinprodukten

IHO

VAH

ÖGHMP

INSTRUMENTE / MANUELLE AUFBEREITUNG

PERFEKTAN® ACTIVE



PROTECT

PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 5

PERFEKTAN ACTIVE ist ein gut und vollständig lösliches Pulver und daher zuverlässig und sicher anzuwenden. Auf Basis des in der mildalkalischen Anwendungslösung generierten Wirkstoffs Peressigsäure erreicht **PERFEKTAN ACTIVE** ein maximales Wirkungsspektrum** bei gleichzeitig sehr guter Material-

verträglichkeit*, selbst bei sensiblen Materialien wie z. B. Silikon oder bei flexiblen Endoskopen. Das oxidative Wirksystem von **PERFEKTAN ACTIVE** liefert durch Peressigsäure eine effiziente Desinfektion, welche vollständig zu Wasser, Essigsäure und Sauerstoff abreagiert.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

Instrumentendesinfektion für invasive Medizinprodukte.

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. Zur Desinfektion im Tauchbadverfahren: Gebrauchslösung mit geeignetem Wasser gemäß nationaler Richtlinien herstellen und unterhalb 30 °C mittels beigefügter Dosierhilfe ansetzen. Durch mehrmaliges Umrühren das Pulver vollständig lösen. Die Gebrauchslösung ist nach 15 min. unter Bildung des Wirkstoffs Peressigsäure einsatzbereit. Instrumente nach vorhergehender manueller Reinigung gründlich mit Wasser geeigneter Qualität (z. B. VE-Wasser) abspülen und im geöffnetem Zustand in die Gebrauchslösung von **PERFEKTAN ACTIVE** einlegen. Sämtliche zu desinfizierende Hohlräume müssen von der Gebrauchslösung vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit sterilem VE-Wasser abspülen und trocknen. Kritische Instrumente anschließend in einem validierten Verfahren sterilisieren.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Die Anwendungslösung ist sofort bei sichtbarer Verschmutzung, mindestens jedoch arbeits täglich (max. 12 Stunden), zu erneuern. **PERFEKTAN ACTIVE** darf nicht mit anderen Prozesschemikalien gemischt werden.

Desinfektion von Instrumenten: Instrumente nach vorhergehender manueller Reinigung gründlich mit Wasser geeigneter Qualität (z.B. VE-Wasser) abspülen und im geöffnetem Zustand in die Gebrauchslösung von **PERFEKTAN ACTIVE** einlegen. Flächen und Hohlräume müssen vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der empfohlenen Einwirkzeit Instrumente aus der Gebrauchslösung entnehmen und gründlich mit sterilem VE-Wasser abspülen. Instrumente vollständig trocknen und ggf. sterilisieren. Herstellerangaben und nationale Richtlinien zur Aufbereitung sind zu beachten.

Endoskop-Aufbereitung: Endoskop nach Nutzung mit einem fusselfreien Tuch (z. B. ONE SYSTEM BASIC oder ECO WIPES mit **PERFEKTAN ENZYME** oder **PLURAZYME EXTRA** getränkt - Standzeit beachten) von groben Verunreinigungen befreien. Anschließend vollständig in eine Reinigungslösung, z. B. **PLURAZYME EXTRA** oder **PERFEKTAN ENZYME** einlegen und mechanisch reinigen. Auf vollständige Benetzung achten und Luft einschüsse vermeiden. Anforderungen an den Personalschutz und die Aufbereitungsempfehlung der Hersteller sind zu beachten. Nach erfolgter Reinigung Endoskope gründlich mit VE-Wasser abspülen und in die **PERFEKTAN ACTIVE** Gebrauchslösung vollständig einlegen. Auf vollständige Benetzung achten und dass alle Kanäle gefüllt bzw. durchströmt sind. Die Einwirkzeiten und Konzentrationen sowie die Aufbereitungsempfehlung des Instrumentenherstellers gemäß den Anforderungen der DIN EN ISO 17664 beachten. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit sterilem VE-Wasser abspülen und trocknen.

Lösung	Dosierhilfe	1 %	2 %	3 %
4 Liter	Dosierlöffel (20 g)	2 x	4 x	6 x
	Sachet (40 g)	1 x	2 x	3 x
8 Liter	Dosierlöffel (20 g)	4 x	8 x	12 x
	Sachet (40 g)	2 x	4 x	6 x

Zusammensetzung

Wirkstoff: Peressigsäure (in-situ) > 850 ppm (1 %ige Lösung), Wasserstoffperoxid.

Materialverträglichkeit

PERFEKTAN ACTIVE zeigt eine sehr gute Materialverträglichkeit und ist geeignet für Glas, Edelstahl, Kunststoffe (z. B. PC, ABS, PVC), Elastomere (z. B. PU und EPDM). Bei eloxiertem Aluminium können oberflächliche Veränderungen auftreten, ohne Einfluss auf die Funktionalität.

*getestet für gängige Metalle, Elastomere und Thermoplaste bei Medizinprodukten

**bakterizid, levurozid, tuberkulozid (M. terrae), sporizid, viruzid, mykobakterizid (M. terrae, M. avium), fungizid

INSTRUMENTE / MANUELLE AUFBEREITUNG

PERFEKTAN®
ACTIVE



PROTECT

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

3 / 5

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. Verursacht schwere Augenschäden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

INSTRUMENTE / MANUELLE AUFBEREITUNG

PERFEKTAN®
ACTIVE



PROTECT

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

4 / 5

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			5 min	15 min	30 min	60 min
Anwendungsempfehlung zur Instrumentendesinfektion						
bakterizid, levurozid	EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562	hohe Belastung	0,5 %			
fungizid	EN 13624	niedrige und hohe Belastung				3 %
	EN 14562	hohe Belastung				3 %
tuberkulozid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung			1,5 %	
	EN 14563	hohe Belastung			1,5 %	
mykobakterizid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung			2 %	
	EN 14563	hohe Belastung			2 %	
sporizid (C. diff.)	EN 17126	niedrige und hohe Belastung	1,5 %			
sporizid (B.s., B.c.)	EN 17126	hohe Belastung		2 %		
viruzid	EN 14476	niedrige Belastung		2 %		
Ergänzende Prüfergebnisse						
bakterizid, levurozid	EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, VAH	hohe Belastung	1 %			
fungizid	EN 13624	niedrige Belastung			3 %	2 %
	EN 14562, EN 13624	hohe Belastung				3 %
tuberkulozid	EN 14348	niedrige Belastung			1 %	
	EN 14563, EN 14348	hohe Belastung			1,5 %	1 %
mykobakterizid	EN 14348	niedrige Belastung			2 %	1,5 %
	EN 14563, EN 14348	hohe Belastung			2 %	1,5 %
viruzid	EN 14476, EN 17111	niedrige Belastung		2 %	1,5 %	0,5 %
sporizid gegen Clostridioides difficile	EN 17126	niedrige und hohe Belastung	1,5 %	1 %	1 %	0,5 %
sporizid	EN 17126	hohe Belastung		2 %	1 %	

INSTRUMENTE / MANUELLE AUFBEREITUNG

PERFEKTAN® ACTIVE



PROTECT

GEBINDE

5 / 5

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
PERFEKTAN ACTIVE	Sachet	100	40 g	00-155-0004	10966229
	Eimer	6	1 kg	00-155-010	10966241

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.



ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:
<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001,
verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.