

INSTRUMENTE / MASCHINELLE AUFBEREITUNG

THERMOSHIELD® SHINE



KLARSPÜLER NACH REINIGUNG UND GGF. NEUTRALISATION FÜR MEDIZINPRODUKTE IN
REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSGERÄTEN

1 / 3

Zeitersparnis durch schnelle und fleckenfreie Trocknung
Saurer pH-Wert verhindert Kalkaufbau und Ablagerungen
Qualitätserhalt der Instrumente



INSTRUMENTE / MASCHINELLE AUFBEREITUNG

THERMOSHIELD® SHINE



PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 3

THERMOSHIELD SHINE ist ein Klarspüler zur Aufbereitung von Medizinprodukten in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten. Es wird nach der Reinigung zum Klarspülen eingesetzt und die Dosierung erfolgt automatisch über die Dosierpumpe oder über das Klarspülerfach des RDGs oder Thermodesinfektors.

THERMOSHIELD SHINE verhindert durch seinen sauren pH-Wert die Bildung von Belag an den Instrumenten und in der Maschine. Durch das schnelle Trocknungsverhalten mit **THERMOSHIELD SHINE** wird die Bildung von Wasserflecken vermieden und eine Zeitersparnis im Aufbereitungsprozess erzielt.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. Materialien entsprechend den Empfehlungen (z. B. Hygieneplan) in die Maschine einlegen. Sämtliche zu reinigende, bzw. zu desinfizierende Oberflächen und Hohlräume müssen für die Maschinendesinfektion zugänglich sein. THERMOSHIELD SHINE wird nach der Reinigung zum Klarspülen eingesetzt und die Dosierung erfolgt automatisch über die Dosierpumpe oder über das Klarspülerfach des RDGs oder Thermodesinfektors.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

THERMOSHIELD SHINE darf nicht mit anderen Prozesschemikalien gemischt werden. Zudosierung von THERMOSHIELD SHINE während des Aufheizens zur Desinfektion bei mindestens 75 °C.

Dosierung

Je nach pH-Wert und Wasserhärte: 0,1-0,3 ml/L

Zusammensetzung

Organische Säuren, < 5 % nichtionische Tenside.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung von THERMOSHIELD SHINE wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polyethylenterephthalat (PET). Die Anwendung von THERMOSHIELD SHINE ist bei folgendem Material nur bedingt zu empfehlen: Polyethylenimin (PEI).

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

INSTRUMENTE / MASCHINELLE AUFBEREITUNG

THERMOSHIELD® SHINE



GEBINDE

3 / 3

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.
THERMOSHIELD SHINE	Flasche	12	1 L	00-182-010
	Flachkanister	3	5 L	00-182-050

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.



ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:
<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.