



INSTRUMENTENDESINFEKTION FÜR DENTALE ABFORMMATERIALIEN

1 / 4

Keine Beeinflussung der Dimensionsgenauigkeit
Gebrauchsfertig und materialfreundlich
Gute Benetzungseigenschaften, leicht abspülbar



DESCOPRENT



PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 4

Gebrauchsfertige Lösung zur schnellen und nachhaltigen Tauchdesinfektion von Abformungen und zahntechnischen Werkstücken auf der Basis von QAV und Aldehyden.

DESCOPRENT desinfiziert, ohne das Dimensionsverhalten und die Oberflächenqualität negativ zu beeinflussen. Es verhält sich farb- und geruchsneutral und ist formaldehyd- und phenolfrei.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

Instrumentendesinfektion für dentale Abformmaterialien.

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. Abdruckmaterial oder zahntechnisches Werkstück unmittelbar nach dem Entfernen aus dem Mund gründlich unter fließendem Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Werkstücke aus Alginaten und Hydrokolloiden in die Desinfektionslösung kurz eintauchen und anschließend 15 Min. abtrocknen lassen. Andere Materialien gemäß Einwirkzeit in die Lösung einlegen. Anschließend mit VE-Wasser (vollentsalztem Wasser) abspülen. Die Angaben der Hersteller des Abdruckmaterials sind zu beachten.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Die Gebrauchslösung bei sichtbarer Verschmutzung sofort, spätestens jedoch arbeitstäglich wechseln. DESCOPRENT darf nicht mit anderen Prozesschemikalien gemischt werden.

Zusammensetzung

100 g enthalten: 0,48 g Dimethylbenzylalkylammoniumchlorid, 0,2 g Ethandial, 0,01 g Pentandial.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Enthält Glyoxal, Glutaral. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Vor Gebrauch Etikett lesen.



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

3 / 4

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			1 min	5 min	15 min
Anwendungsempfehlung zur Instrumentendesinfektion					
bakterizid, levurozid ¹	VAH/EN ²	hohe Belastung		•	
begrenzt viruzid	EN 14476 EN 17111	hohe Belastung			•
Ergänzende Prüfergebnisse					
bakterizid	EN 13727	hohe Belastung	•		
	EN 14561	hohe Belastung		•	
levurozid (C. albicans)	EN 13624	hohe Belastung	•		
	EN 14562	hohe Belastung		•	
begrenzt viruzid	EN 17111	niedrige und hohe Belastung			•

¹ – einschließlich Phase 1 Schritt 1 und Phase 2 Schritt 2 Prüfungen (quantitative Suspensionsprüfungen und praktische Trägerprüfungen)

² – EN 13624, EN 13727, EN 14561, EN 14562

DESCOPRENT



GEBINDE

4 / 4

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
DESCOPRENT	Kanister	3	5 L	00-813-050	18909780

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.



CE 0123

ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.