Dr. Schumacher

Wir schützen Deine Gesundheit.

INSTRUMENTE / MASCHINELLE AUFBEREITUNG

THERMO ALKA CLEAR

KLARSPÜLER FÜR THERMISCHE STECKBECKENAUTOMATEN

Verhindert Verkalkung der Steckbeckenspülen

Fördert eine fleckenfreie Trocknung des Spülguts

Schaumarm



08/2026

INSTRUMENTE / MASCHINELLE AUFBEREITUNG

THERMO ALKA CLEAR

PRODUKTBESCHREIBUNG

THERMO ALKA CLEAR ist geeignet zur alkalischen thermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen führender Hersteller. Es gewährleistet eine schnelle und rückstandsfreie Trocknung des Spülguts, reduziert eine Verkalkung der Steckbeckenspülen und ist schaumarm eingestellt.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. THERMO ALKA CLEAR darf nicht mit anderen Prozesschemikalien gemischt werden. Materialien entsprechend den Empfehlungen (z. B. Hygieneplan) in die Maschine einlegen. Sämtliche zu reinigende bzw. zu desinfizierende Flächen und Hohlräume müssen für die Maschinendesinfektion zugänglich sein. THERMO ALKA CLEAR zum Nachspülen entsprechend den Vorschriften der Automatenhersteller einfüllen. Hinweis (bei Programmeinstellung beachten): Zudosierung erst ab 30 °C.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Nicht für nicht-thermische und nicht-alkalibeständige Steckbeckenspülen geeignet.

Dosierung

0,1 - 0,45 % (1 - 4,5 ml/L), je nach Automatentyp und Wasserhärte (siehe Herstellerangaben). Zudosierung erst ab 30 °C.

Zusammensetzung

15 - 30 % Polyacrylat.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM). Bei folgenden Materialien können oberflächliche Veränderungen auftreten: Acrylonitril-butadiene-styrol (ABS). THERMO ALKA CLEAR ist zur thermischen Aufbereitung in Steckbeckenspülen folgender Hersteller geeignet: Arjo, bg Edelstahl, Erlen, Getinge, Horcher.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

INSTRUMENTE / MASCHINELLE AUFBEREITUNG

THERMO ALKA CLEAR

GEBINDE

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
THERMO ALKA CLEAR	Kanister	3	5 L	00-137-050-01	20845633
	Flachkanister	3	5 L	00-137-050-02	20688582
Zubehör	Kanisterschlüssel	1	-	00-909-050	-

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.



ZERTIFIZIERUNGEN

Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:
https://www.schumacher-online.com/de/zert

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.